

CABINA MURAL PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA)

PRESENTACIÓN

Cabina interior AIVIA® 100 Alarma para DEA.

Combinando robustez y ligereza, el AIVIA® está formada por 2 partes diferenciadas:

- La parte frontal de policarbonato,
- La carcasa de ABS.

Compuesto en policarbonato y ABS (como se usa en el sector automovilístico) Estos materiales muy resistentes demuestran buena protección y visibilidad para su DEA en caso de emergencia.



AIVIA® 100

SEÑALIZACIÓN

En la parte frontal figura la cadena de supervivencia y tres pictogramas explícitos que muestran su forma de uso.

En los lados aparece el acrónimo AED separados por el símbolo específico de desfibrilación (corazón roto por un arco eléctrico).

CARACTERÍSTICAS

El acceso libre al DEA está protegido por precintos de seguridad.

Un sensor de luz activa automáticamente los LEDs blancos así que el AIVIA® se queda en la obscuridad.

La extracción del DEA activa automáticamente una alarma visual (LEDs rojos parpadeantes) así como una alarma sonora (90 dB).



Detector de luz iluminación automático día / noche.

LED rojo y blanco.

POSICIONAMIENTO

Alimentado con 4 pilas desechables (4 x LR20 incluidas), el AIVIA® 100 está pensado para su instalación en interiores.

La cabina es de apertura libre y dispone de características útiles para localizar, proteger y poner a disposición el DEA en los edificios.



Puntos de fijación mural $\varnothing 5/16''$ ($\varnothing 8$ mm).

Precintos adhesivos.



Peso: 7.72 lb
(3.6 kg)

Biogenesis
Latin America, LLC



18501 Pines Blvd, 3rd floor
Pembroke Pines, FL 33029, USA